

Testy Fluoresceinowe Bio Fluoro

Fluoresceinowe sodowe paski okulistyczne U.S.P. – 100 sztuk/ opakowanie

Skład:

Każdy pasek nasączony jest 1.0 mg soli sodowej fluoresceiny USP.

Wskazania:

Stosowany jest do oceny dopasowania soczewek kontaktowych twardych przy ich doborze.

Sposób użycia:

- Dla podniesienia komfortu pacjenta przed użyciem Bio Fluoro należy impregnowaną Fluoresceiną końcówkę paska zwilżyć w sterylnej wodzie lub soli fizjologicznej (alternatywnie płynu łzowego). Podczas gdy pacjent patrzy w górę przyłóż końcówkę paska do spojówki gałkowej oka. Dla lepszych rezultatów pacjent powinien potem pomrużyć kilka razy okiem.
- Poproś pacjenta, by zamknął oko i łagodnie zetrzyj z oka nadmiar płynu, a następnie odczekaj 30 sekund.

Ostrzeżenia i zalecenia:

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- W przypadku uszkodzenia lub wcześniejszego otwarcia opakowania paska zawartość może nie być sterylna.
- Przytrzymaj końcówkę opakowania w jego połowie i rozerwij je bez dotykania sterylnej paska.
- Nie należy stosować w przypadku soczewek kontaktowych miękkich.
- Nie należy stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości pacjenta na fluoresceinę.
- W przypadku pacjentów z nadwrażliwością może bardzo rzadko dojść do reakcji anafilaktycznej.
- Nie należy przechowywać w miejscu o bezpośrednim nasłonecznieniu i wysokiej temperaturze.
- Należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt nie nadaje się do ponownego użycia. Zużyty pasek należy do odpadów biologicznych. Może prowadzić do różnych reakcji biologicznych włącznie, lecz nie jedynie, z zapaleniem, infekcją, zranieniem lub innymi nieznanymi stanami klinicznymi.
- Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poinformować o tym fakcie lekarza lub specjalistę przeprowadzającego badanie. Jeśli będzie możliwe testy Bio Fluoro będą użyte, ale możliwe jest również zastąpienie ich alternatywnymi środkami.
- Po użyciu pasków Bio Fluoro mogą wystąpić bardzo rzadkie skutki uboczne, takie jak zaczerwienienie i podrażnienie oka, opuchlizna wokół oka, rzadko trudności w oddychaniu, objawy wstrząsu i swędząca wysypka skórna z wypukłymi czerwonymi plamami. W przypadku wystąpienia tych nieprzyjemnych objawów po użyciu testu należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie wolno używać produktu po upływie terminu ważności.

Zawartość: 100 sterylnych, indywidualnie opakowanych pasków w jednorazowym pudełku.

Przechowywanie: Przechowuj w temperaturze pokojowej (min.0°C – maks.45°C).

biotech



Bio-Tech Vision Care Pvt. Ltd.
Plot. No. 555-556-557, Nr. Subham
Tex-O-Pack, Khatraj, Ta. Kalol,
Dist. Gandhinagar, Gujarat, India.
www.biotechvisioncare.com
intbusiness@biotechvisioncare.com
sales@biotechvisioncare.com



Neuvida Medical Device Inc Limited
136-137 Churchill House, Stirling Way
Borehamwood, WD6 2HP, England.